

ISOLERENDE KOELNVELOP BUBBEL

Toepassingen:

- Bescherming van temperatuurgevoelige geneesmiddelen tijdens verzendingen op korte afstand, met name binnen ziekenhuizen
- Bescherming van afgehakte ledematen

Afmetingen:

30x30 cm en 45x45 cm

Beschermingstijd :

Minder dan 24 uur



Gebruik:

- Deze geïsoleerde bubbelfolie koel envelop beschermt geneesmiddelen (of andere temperatuurgevoelige producten) tijdens korte overdrachtmomenten. Wordt veel gebruikt bij dierenartsen.
- Het vertraagt de opname van warmte calorieën richting het product en helpt thermische schokken te voorkomen, waardoor de temperatuur niet snel stijgt.

Technische eigenschappen :

- Geïsoleerde koel zak met gemetalliseerde bubbelfolie
- Samenstelling: polyethyleen film met 10mm gevacumeerde luchtbellen, met gemetalliseerd folie aan de buitenkant
- Dubbele interne scheidingsfolie van wit polyethyleen, voor plaatsen van koelementen en tegenhouden van condens.

Sluiting :

Het sluiten van de envelop wordt gedaan via een dubbele vouw, voor perfecte luchtdichtheid.



1E VOUW



2E VOUW

Scheidingswand :

De dubbele interne scheidingswand houdt als het ware als een sandwich de producten in het midden van de verpakking, met de koelelementen aan de buitenkanten. Deze voorkomt ook condensatie van de koelelementen..